



WHITENING^{evo} STRIPS

B

BRILLIANT SMILE™

SWEDEN

HVA ER WHITENING^{evo} STRIPS?

Brilliant Smiles Whitening^{evo} strips er et tannblekingsprodukt til hjemmebruk. Behandlingen er lett å utføre på egen hånd, effektiv og framfor alt helt sikker. Produktet ligner en tynn gjennomsiktig plastremse med en mild tannblekingsgelé på den ene siden, som skal festes direkte på tannrekken. Geléen inneholder 6 % hydrogenperoksid.

FORPAKNING

Whitening^{evo} strips er engangsremser som ligger stykkpakket - en remse for overkjeven og en for underkjeven i samme forseglede stykkpose. I hver pakke medfølger 14 stykkposer, noe som med andre ord rekker til 14 dagers bruk.

INSTRUKSJONER

Ta remsen fra plastfilmen og påfør direkte på rene og tørre tenner, med gelé-siden mot tennene. Stryk fingrene langs remsen så den sitter fast, og brett inn kanten på baksiden av tennene. La remsen sitte på 1-2 timer, avhengig av hvor lenge du vil bleke tennene dine. Remsene er nesten usynlige og kan derfor brukes "on-the-go", for eksempel mens man gjør seg klar til en fest eller på vei til jobben. Når du er ferdig, drar du av remsen og kaster den. Brilliant Smile anbefaler at du unngår tobakk og kraftig farget mat og drikke under hele behandlingsperioden for å sikre at du får best mulig resultat.

BEHANDLINGSTID

Whitening^{evo} strips brukes i 1-2 timer/dag i 14 dager eller til man er fornøyd med resultatet. De fleste oppnår ønsket resultat allerede etter 7 dagers bruk. Remsene som blir til overs kan du ta vare på og bruke ved en senere anledning hvis du ønsker det.

OM BRILLIANT SMILE SWEDEN

Brilliant Smile er et svensk varemerke, og firmaet ble grunnlagt i Göteborg i Sverige i 2003. Vi er i dag en av de største aktørene innenfor tannbleking på det svenske markedet. Firmaet har oppbygd et godt ry ved å tilby kvalitetsprodukter som fjerner misfarginger og gir hvite tenner uten å skade tannemaljen.