



Eugenol

Reaktiv væske for produksjon av ZOE-sement.

Sammensetning

Eugenol 100 %.

Egenskaper

Blandet med sinkoksid reagerer det for å danne en sinkoksid-Eugenol-sement (ZOE-sement) som brukes i tannbehandling.

Indikasjoner (ZOE-sement)

- Midlertidig obturasjon.
- Indirekte overkapping av pulpa.

Bruksanvisning for bruk

Bland sinkoksidpulveret med eugenol i forholdet masse / væske (P / L) mellom 1,1 og 1,7 (g / g). Innstillingen starter i nærvær av fuktighet. En økning i fuktighet eller temperatur akselererer herdingen.

Herdetiden (testet i henhold til ISO 3107) er 6h50-16h i henhold til P/L-forholdet som brukes.

Oppbevaring

Oppbevares ved romtemperatur mellom 5 °C og 30 °C, beskyttet mot direkte lys og fuktighet. Lukk glasset forsiktig etter bruk.

Advarsel

På grunn av tilstedeværelsen av eugenol, unngå å bruke sement med harpiksbaserte fyllinger. Ved bruk av dette produktet skal hansker og vernebriller brukes. Ved kontakt med huden, vask med rikelig med såpe og vann. Hvis det oppstår hudirritasjon, oppsøk lege. Ved kontakt med øynene, skyll forsiktig med mykt, rent vann i 15 minutter, hold øyelokkene åpne, og kontakt lege umiddelbart. Ved svelging, skyll munnen med vann, drikk mye vann og kontakt lege. Hold personene eksponert i ro, ikke tving oppkast. Ikke bruk tilfeller av kjent overfølsomhet overfor noen av disse ingrediensene. Ikke bruk i tilfelle allergi mot Eugenol.

Emballasje

	REF
15 ml flaske	11420
30 ml flaske	11421
100 ml flaske	11422



For bruk av tannleger
Produsert i Sveits



Produits Dentaires SA
Rue des Bosquets 18 . 1800 Vevey
pd-dental.com . Switzerland