

28 strips - 14 day treatment  
for both upper and lower jaw

**(EN)** Teeth whitening strips. Contains hydrogen peroxide. May not be used for patients under 18. Only to be sold to dental practitioners. For each cycle of use, the first usage is to be carried out by a dental practitioner or under their direct supervision if an equivalent level of safety can be guaranteed. May thereafter be handed to the consumer for continued treatment. Treatment duration: 1-2 hours.

Do not eat, drink or smoke while you whiten your teeth. Rinse your mouth thoroughly after treatment to remove any gel residue. Discard used strips.

**Warning:** Not recommended for pregnant women. Do not swallow strips. Avoid contact with eyes, if contact occurs, rinse with water immediately. Keep away from children.

**(SE/NO/DK)** Strips för tandblekning /tannbleking /tandblegning. Innehåller väteperoxid. Får inte användas till personer under 18 år. Får endast säljas till tandläkare. Första gången i varje behandlingsomgång får produkterna endast användas av tandläkare eller under direkt överinseende av dem om en likvärdig säkerhetsnivå kan garanteras. Får därefter ges till konsumenten för att denne ska avsluta behandlingsomgången. Behandlingstid: 1-2 tim.

Ät, drick eller rök inte medan du bleker dina tänder/Ikke spis, drikk eller røyk mens du bleker tennene dine/Du må ikke spise, drikke eller ryge, mens du bleger dine tænder. Skölj/skyl/skyl munnen noggrant/grundig/grundigt efter behandling för att avlägsna/fjerne eventuella gelrester. Släng använda/kast brukte/kast brugte strips.

**Varning:** Rekommenderas ej för gravida kvinnor. Svälj ej strips. Undvik/unggå/undgå kontakt med ögonen/øyne/øjne, vid kontakt skölj med vatten/skyl med vann/skyl med vand. Förvaras oåtkomligt för barn/ Oppbevares utilgjengelig for barn/ Opbevares utilgængeligt for børn.

UPPER STRIP

LOWER STRIP

1



2



3



### Tip for best result!

Brush your teeth with WHITENING<sup>boost</sup> TOOTHPASTE from Brilliant Smile Sweden before commencing treatment. The toothpaste effectively removes coatings and surface stains, making the teeth whitening treatment more efficient.

### Tips för bästa resultat!

Borsta tänderna/Pusse tennene/Børste tænderne med WHITENING<sup>boost</sup> TOOTHPASTE från Brilliant Smile Sweden innan behandlingen påbörjas/påbegyntes/påbegyndes. Tandkrämen tar effektivt bort smuts och ytliga missfärgningar/fjerner effektivt smuss og overflatiske misfarginger/ vilket gör att tandblekningsbehandlingen därefter blir mer effektiv.



**Producer:** Brilliant Smile Sweden AB  
Backa Bergögata 16 M  
422 46 Hisings Backa  
Sweden  
[www.brilliant smile.se](http://www.brilliant smile.se)

**Active ingredient:  
Ingredients (INCI):**

Hydrogen peroxide 6%.  
Aqua, Glycerol, Propylene Glycol,  
Hydrogen Peroxide, EDTA, Carbomer, PVP

**Storage:**

Keep in dry place below 20° C

(EN)

**Instructions for use**

Whitening strips for whitening of discolored teeth. Recommended treatment duration: 1-2 hours/day.

**Fields of Application**

- Teeth whitening vital, discolored teeth
- Teeth whitening non-vital teeth
- Whitening of teeth discolored by medication

**Contraindications**

- Known allergy or intolerance to any of the ingredients
- Pregnancy and lactation

**Dental fillings and crowns, bridges and veneers made of composite or metal are not affected.** These can be replaced if needed to match the new whiter teeth. It is advisable to wait for a period of two weeks before such a replacement or restoration.

**After treatment**

During treatment and 72 hours after, avoid acidic foods and drinks (cola, citrus drinks and fruit), as these can cause hypersensitivity. Strong colored drinks (coffee, tea, red wine) and food (chocolate, tomatoes, curry, oranges, etc.), and tobacco should also be avoided during the same period of time to avoid discoloring of the teeth. Noticeably whiter teeth can usually be seen after approx. 1 week. For persistent stains, the Brilliant Smile certified staff may extend the treatment period further. Depending on the tooth structure and personal habits (consumption of discoloring food, smoking), the result can last for several years. By using Brilliant Smile Whitening toothpaste and mouthrinse, you may extend duration of the results even longer. Treatment may be repeated at a later time without causing any damage to the tooth enamel.

**Potential side effects**

In some cases the teeth may become slightly sensitive to hot and cold during treatment and a couple of days after treatment is completed, manifesting in shooting pains and hypersensitivity. Temporary gingival irritation during treatment may also occur. Please consult Brilliant Smile certified staff if problems persist. White spots on the teeth's surface may temporarily become more visible during treatment and a couple of weeks after. These are caused by transient dehydration.

**Warning**

Avoid contact with eyes, skin and mucosal tissue. In case of contact, rinse with water. If contact with the eyes occurs, you should consult a doctor as well.

**Storage**

Do not freeze. Protect from heat and direct sunlight. Do not use after the expiration date. Keep away from children!

(NO)

**Instruksjoner for bruk**

Blekestrips til bleking av misfargede tenner. Anbefalt behandlingstid: 1-2 tim/dag.

**Bruksområder**

- Tannbleking av vitale, misfargede tenner
- Tannbleking av ikke-vitale tenner
- Bleking av tenner som har blitt misfarget av medisineriing

**Kontraindikasjoner**

- Kjent allergi eller intoleranse mot noen av innholdsstoffene
- Graviditet og amming

**Tannfyllinger, kroner, broer og fasader av kompositt eller metall påvirkes ikke.** Disse kan byttes ut hvis det trengs for å matche de nye hvitere tennene. Det er best å vente ca. to uker innen man bytter dem ut.

**Etter behandling**

Under behandling og 72 timer etter bør man unngå syreholdig mat og drikke (cola, sitrusdrikker og frukt), ettersom disse kan forårsake overfølsomhet. Sterkt fargende drikker (kaffe, te, rødvin) og matvarer (sjokolade, tomater, karri, appelsiner osv.) og tobakk bør også unngås i den samme perioden for å unngå misfarging av tennene. Merkbart hvitere tenner kan oftest ses etter ca. ei uke. For gjenstridige flekker kan sertifisert personale forlenge behandlingsperioden ytterligere. Avhengig av tannstrukturen og personlige vaner (konsumering av misfargende næringsmidler, røyking) kan resultatet vare i flere år. Ved å bruke BrilliantSmile Whitening tannkrem og munnskyll kan du forlenge varigheten av resultatet ytterligere. Behandlingen kan gjentas en annen gang uten at det forårsaker skader på tannemaljen.

**Potensielle bivirkninger**

I visse tilfeller kan tennene bli litt følsomme for varme og kulde under behandlingen og et par dager etter avsluttet behandling, noe som viser seg som isninger og overfølsomhet. Midlertidig tannkjøttirritasjon kan også oppstå under behandlingen. Rådfør deg med sertifisert personale dersom problemene vedvarer. Hvite flekker på tennene kan forbigående bli mer synlige under behandlingen og et par uker etter. Dette skyldes forbigående dehydrering.

**Advarsel**

Unngå kontakt med øyne, hud og slimhinner. Ved kontakt, skyll med vann. Hvis det oppstår kontakt med øynene, bør man oppsøke lege.

**Oppbevaring**

Ikke frys geléen. Beskyttes mot varme og direkte sollys. Må ikke brukes etter siste holdbarhetsdato. Oppbevares utilgjengelig for barn!

(SV)

**Användning**

Blekningsstrips för blekning av missfärgade tänder. Rekommenderad behandlingstid: 1-2 tim/dag.

**Användningsområden**

- Tandblekning av vitala, missfärgade tänder
- Tandblekning av icke-vitala tänder
- Blekning av tänder som blivit missfärgade av medicinering

**Kontraindikationer**

- Känd allergi eller intolerans mot något av innehållsämnena
- Graviditet och amning

**Tandfyllningar, kronor, broar och fasader av komposit eller metall påverkas inte.** Dessa kan bytas ut om det behövs för att matcha de nya vitare tänderna. Det är klokt att vänta ca två veckor innan man byter ut dem.

**Efter behandling**

Under behandling och 72 timmar efter bör man undvika sura livsmedel och drycker (cola, citrus dryck och frukt ), eftersom dessa kan orsaka överkänslighet. Starka färgade drycker (kaffe, te, rött vin) och livsmedel (choklad, tomater, curry, apelsiner, etc.), och tobak bör också undvikas under samma tidsperiod för att undvika missfärgning av tänderna. Märkbart vitare tänder kan oftast ses efter ca en vecka. För envisa fläckar kan certifierad personal förlänga behandlingsperioden ytterligare. Beroende på tandstrukturen och personliga vanor (konsumtion av missfärgande livsmedel, rökning) kan resultatet vara i flera år. Genom att använda Brilliant Smile Whitening toothpaste och mouthrinse kan du förlänga varaktigheten av resultatet ännu längre. Behandlingen kan upprepas vid ett senare tillfälle utan att orsaka några skador på tandemaljen.

**Potentiella biverkningar**

I vissa fall kan tänderna bli något känsliga för varmt och kallt under behandlingen och ett par dagar efter avslutad behandling, vilket visar sig som ilningar och överkänslighet. Tillfällig tandköttisirritation kan ev uppstå under behandlingen. Rådgör med certifierad personal ifall problemen kvarstår. Vita fläckar på tänderna kan temporärt bli mer synliga under behandlingen och ett par veckor efteråt. Dessa orsakas av övergående dehydrering.

**Varning**

Undvik kontakt med ögon, hud och slemhinnor. Vid kontakt, skölj med vatten. Om kontakt med ögonen uppstår bör man även uppsöka läkare.

**Lagring**

Frys inte gelen. Skydda mot värme och direkt solljus. Använd inte efter utgångsdatum. Förvaras oåtkomligt för barn!

(DK)

**Anvisning**

Blegestrips til blegning af misfarvede tænder. Anbefalet behandlingstid: 1-2 tim/dag.

**Brugsområder**

- Tandblegning af vitale, misfarvede tænder
- Tandblegning af ikke-vitale tænder
- Blegning af tænder som er blevet misfarvet via medicin

**Kontraindikationer**

- Kendt allergi eller intolerance mod nogle af indholdsstofferne
- Graviditet og amning

**Tandfyldninger, kroner, broer og facader eller metal påvirkes ikke.** Disse kan udskiftes, hvis der er brug for at matche de nye hvidere tænder. Det er bedst at vente cirka to uger, inden man udskifter dem.

**Efter behandling**

Under behandling og 72 timer efter bør du undgå syreholdig mad og drikke (cola, citrusdrik og frugt), da disse kan forårsage overfølsomhed. Stærkt farvede drikke (kaffe, te, rødvin) og madvarer (chokolade, tomater, karry, appelsiner osv.) samt tobak bør også undgås i den samme periode for at undgå misfarvning af tænderne. Mærkbart hvidere tænder kan oftest ses efter cirka 1 uge. Når det gælder varige pletter, kan certificeret personale forlænge behandlingsperioden. Afhængig af tandstrukturen og personlige vaner (indtagelse af misfarvede næringsmidler og ved rygning) kan resultatet vare i flere år. Ved at anvende BrilliantSmile Whitening tandcreme og mundskyl kan du forlænge varigheden af resultatet yderligere. Behandlingen kan gentages en anden gang, uden at det forårsager skader på tandemaljen. Gem blegeskinnerne efter behandling for eventuel senere brug.

**Potentielle bivirkninger**

I nogle tilfælde kan tænderne blive følsomme over for varme og kulde under behandlingen og et par dage efter afsluttet behandling, hvilket kan vise sig som isninger og overfølsomhed. Midlertidig tandkødsirritation kan også opstå under behandlingen. Rådfør dig med certificeret personale, hvis problemerne er vedvarende. Hvide pletter på tænderne kan kortvarigt blive mere synlige under behandlingen og et par uger efter. Dette skyldes forbigående dehydrering.

**Advarsel**

Undgå kontakt med øjne, hud og slimhinder. Ved kontakt med øjnene, skyl med vand. Hvis der opstår kontakt med øjnene, bør man opsøge læge.

**Opbevaring**

Geléen må ikke fryses og skal beskyttes mod varme og direkte sollys. Må ikke anvendes efter sidste holdbarhedsdato. Opbevares utilgængeligt for børn!