



Versah, LLC
2000 Spring Arbor Rd Suite D
Jackson, Michigan 49203 United States
P: 517-796-3932
Tollfritt: 844-711-5585
Faks: 844-571-4870

Indikasjoner for bruk: 1. Densah®-bor og korte Densah®-bor er indisert for bruk til klargjøring av osteotomier for plassering av tannimplantater i over- eller underkjeven. Når Densah®-boret roteres ved 1000 RPM i en reversert, ikke-skjærende retning med jevn ekstern irrigasjon, blir et kompakt bein autografert inn i trabekulærrommet langs veggene og bunnen av osteotomien. (Data på fil) 2. Det koniske Densah®-styreboret og det korte koniske Densah®-styreboret brukes til å lage den innledende osteotomien i benet for plassering av tannimplantat. 3. Parallellstiften er til bruk som en parallellveileder med Densah®-bor. 4. Universalborholderen er en holder for Densah®-borene, korte Densah®-bor, koniske Densah®-styrebor, korte koniske Densah®-styrebor, Versah®-borforlenger og parallellstifter. 5. G-Stop®-nøkkelen og G-Stop® vertikal måler gir vertikal kontroll for boring av osteotomien. G-Stop®-nøkkelen og G-Stop® vertikal måler kan brukes med trykte guider (C-Guide®-hylser for å kontrollere vinklingen av hullet). 6. C-Guide®-hylsen plasseres i en kirurgisk veileder av tannlaboratoriet om nødvendig for pasientens anatomi. 7. G-Stop®-holderen er en holder som holder Densah®-borene, korte Densah®-bor, Versah®-borforlenger, parallellstifter, konisk styrebor, kort konisk styrebor, G-Stop® vertikale målere og G-Stop®-nøkler. 8. ZGO™ Densah®-bor er indisert for bruk for å klargjøre osteotomier for implantatplassering i overkjeven (inkludert kinnbens- og pterygoidimplantater). 9. Det koniske ZGO™-styreboret brukes til å lage det innledende hullet i benet for å klargjøre en osteotomi for kinnbensplassering og overvåking av boredybden. 10. Den universelle ZGO™ Densah®-borholderen er kun en holder for ZGO™ Densah®-bor, ZGO™ koniske styrebor og ZGO™ guidede nøkler. 11. ZGO™ guidede nøkler gir boringskontroll av osteotomien. ZGO™-nøkkelen kan brukes med trykte guider med C-Guide®-hylser for å kontrollere vinklingen av osteotomien. 12. ZGO™ C-Guide®-hylsen plasseres i en ZGO™ kirurgisk veileder av tannlaboratoriet om nødvendig for pasientens anatomi og behandlingsplan. 13. Versah®-borforlengeren brukes til å øke lengden på låsbare bor, noe som gir tilstrekkelig klaring for tannhåndstykkets hode til omkringliggende anatomiske strukturer.

Instruksjoner for veiledet montering og demontering: For mer informasjon, besøk versah.com.

Enheter Antall bruk	Før bruk (Vedlikehold/klargjøring/sterilisering)	Rengjøring etter bruk	Etter rengjøring/sterilisering Bruk og oppbevaring
Densah®-bor Styrebor Parallellstifter G-Stop®-nøkler Universal Densah®-borholder Densah®-borholder X G-Stop®-holder ZGO™-holder Borforlenger VERSAH® anbefaler å skifte ut kirurgiske bor etter 20 osteotomier	TRINN 1: Rask rengjøring og skylling – Produkter bør børstes rene, og det bør kontrolleres visuelt at de er rene. Deretter bør de dyppes i enzymatisk rengjøringsmiddel, skylles og tørkes i henhold til instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet. TRINN 2: Klargjøring (bare Densah®-bor) – Dypp bor i instrumentmelk eller 70 % isopropylalkohol i ca. 30 sekunder; fjern, la tørke. Ikke skyll eller tørk av bor igjen. TRINN 3: Sterilisering – Produkt skal steriliseres i en forvakuum-autoklav ved 132 °C (269,6 °F) i en varighet på 4 minutter i en standard godkjent steriliseringsinnpakning. Tørketid 30 minutter. TRINN 4: Under bruk – Densah®-bor bør bløtgjøres i en steril vannløsning frem til rengjøringsstadiet.	TRINN 1: Produktet bør børstes og skylles med rengjøringsmiddel for å fjerne gjenværende blod eller vev. Kontroller visuelt at det er rent. TRINN 2: Ultrasonisk rengjøring – Produkter bør rengjøres i ultralydbad med egnet enzymatisk rengjøringsmiddel i henhold til instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet (Under ultrasonisk rengjøring bør kontakt mellom bor unngås.) TRINN 3: Skylling – Produktet bør skylles med rennende vann for å fjerne rengjøringsmiddelet helt og Densah®-bor bør deretter dyppes i instrumentmelk eller 70 % isopropylalkohol i ca. 30 sekunder. Fjern, og la tørke. Ikke skyll eller tørk av bor igjen. TRINN 4: Sterilisering – Produkt skal steriliseres i en forvakuum-autoklav ved 132 °C (269,6 °F) i en varighet på 4 minutter i en standard godkjent steriliseringsinnpakning. Tørketid 30 minutter. TRINN 5: Under bruk – Produkt bør bløtgjøres i en steril vannløsning frem til rengjøringsstadiet.	Etter rengjørings- og steriliseringsprosessene er produktet klart for langtidsoppbevaring; Produktet kan brukes umiddelbart etter åpning fra steril emballasje etter langtidsoppbevaring.
Zygoma (ZGO™)-bor Zygoma (ZGO™)-styrebor ZGO™ guidede nøkler G-Stop® vertikale målere C-Guide®-hylser «Kun til engangsbruk» 	TRINN 1: Lett rengjøring og skylling – Produktet bør børstes og skylles med et enzymatisk rengjøringsmiddel, i henhold til instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet. Børst artikkellumen med en 1/32" lumenbørste som er fuktet med det klargjorte rengjøringsmiddelet i gjennomspylingshullet. Skyll delene under kaldt, rennende vann for å bidra til å fjerne rester av rengjøringsmiddel. Kontroller visuelt at det er rent. TRINN 2: Ultrasonisk rengjøring – Produktet bør rengjøres i ultralydbad med egnet enzymatisk rengjøringsmiddel i henhold til instruksjonene fra produsenten av rengjøringsmidlet. (Hvis ultralydrengjøring benyttes, bør kontakt mellom produkter unngås) TRINN 3: Skylling – Produktet bør skylles med rennende vann for å fjerne rengjøringsmiddelet helt og ZGO™ Densah®-bor bør deretter dyppes i instrumentmelk eller 70 % isopropylalkohol i ca. 30 sekunder. Fjern, og la tørke. Ikke skyll eller tørk av bor igjen. TRINN 4: Sterilisering – Produktet skal steriliseres i en forvakuum-autoklav: Temperatur ved 132 °C (269,6 °F) i en varighet på 4 minutter i standard godkjent steriliseringspose. Tørketid 30 minutter.	Ikke aktuelt	Etter de «innledende» rengjørings- og steriliseringsprosessene, er produktet klart for langtidsoppbevaring; Produktet kan brukes umiddelbart etter åpning fra steril emballasje etter langtidsoppbevaring.

Forsiktig: Føderal lov begrenser salget av denne enheten til eller etter forordning av en lisensiert tannlege. Behandlingsplanlegging og klinisk bruk av Densah®-bor og tilbehør er ansvaret til hver enkelt kliniker. Klinisk vurdering og erfaring må brukes i sammenheng med denne foreslåtte bruksprotokollen. Versah® anbefaler på det sterkeste å fullføre kvalifisert opplæring i tannimplantater og OVERHOLDE denne bruksanvisningen. Utover det produktstatningsansvar som følger av garantien, påtar Versah® seg ikke ansvar for tilfældige eller følgesmessige skader eller erstatningsansvar som følge av bruk av Densah®-bor alene eller sammen med andre produkter. Densah®-bor og tilbehør har en gyldig garanti i en periode på tretti (30) dager fra den opprinnelige fakturadatoen. Enhver alvorlig hendelse som følge av bruk av enheten skal rapporteres til oss, legen og det nasjonale tilsynsorganet.

