


MICROSS REF.5540




1 A



1 B




2 A




2 B

MICROSS curve REF.5542




5°-50° Micross
30°-55° Micross curve


3



4



5



6

Ελάχιστα επεμβατική συσκευή για αφαίρεση του φλοιώδους οστού σε εφαρμογές της στοματικής χειρουργικής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία δεν έχει ανοιχτεί πριν τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει ανοιχτεί.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευμένου ιατρούς.
- Όταν χειρίζεστε το προϊόν να φοράτε πάντα αποστειρωμένα γάντια και να προσέχετε μην τα κόψετε με το αχιμηρό άκρο της λεπίδας.
- Η συσκευή είναι μίας χρήσης, πρέπει επομένως να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Δεν μπορεί να καθαριστεί και/ή να αποστειρωθεί.
- Μετά τη χρήση, απορρίψτε την σε ειδικά δοχεία αποβλήτων υγιεινής, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
- Η META δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λαθασμένης χρήσης του προϊόντος.
- Προσοχή: εάν χρησιμοποιηθεί εκ νέου σε άλλον ασθενή ενδέχεται να χάσει σε απόδοση και λειτουργικά χαρακτηριστικά και να προκαλέσει διασταυρούμενη μόλυνση.

- 1 Ανοίξτε τελείως τη συσκευασία από την πλευρά που δείχνει το βέλος και τοποθετήστε τη συσκευή στην αποστειρωμένη περιοχή. Χρησιμοποιείτε την πάντα σε απόλυτα αποστειρωμένο περιβάλλον.
- 2 Κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε το σημάδι που βρίσκεται στο σώμα του σωληνίσκου να είναι στραμμένο προς τον χειρουργό. Για να διασφαλίσετε πάντοτε ακρίβεια και έλεγχο στις κινήσεις σας, όταν την χρησιμοποιείτε, τοποθετείτε τα δάκτυλά σας όπως φαίνεται στις εικόνες 1Α και 1Β.
- 3 Η αφαίρεση του οστού γίνεται πιέζοντας το μπροστινό άκρο της συσκευής (λεπίδα) πάνω στην επιφάνεια του οστού (εικόνα 2Α) και τραβώντας τα παράλληλα προς τα πίσω (εικόνα 2Β). Το οστό μπορεί να αφαιρεθεί από επίπεδες και κοίλες επιφάνειες με γωνία εργασίας μεταξύ 5° και 55° (εικόνα 3). Αλλάζοντας τη γωνία και την πίεση, μπορείτε να αλλάζουμε την ποσότητα και την πυκνότητα του αφαιρεθέντος οστού. Η Micross μπορεί να περιέχει όγκο μέχρι και 0,25 cc.
- 4 Για να προσεγγίσετε το οστό που αφαιρέσατε, τοποθετήστε τη συσκευή σε αποστειρωμένο δοχείο, έπειτα ελευθερώστε τον μοχλό όπως φαίνεται στην εικόνα 4 και σύρετε τη λαβή της συσκευής προς τα εμπρός μέχρι να ανοίξει τελείως. Χρησιμοποιήστε ένα αποστειρωμένο εργαλείο για να αφαιρέσετε το υλικό του οστού από τη δεξαμενή (εικόνα 5). Για να αφαιρέσετε επιπλέον οστό, επαναφέρετε τη λαβή στην αρχική της θέση και ασφαλίστε τον μοχλό όπως προηγούμενως (εικόνα 6).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Εάν η τομή δεν είναι καλή, αλλάξτε τη γωνία εργασίας και την πίεση που ασκείτε στο οστό. Εάν δεν βελτιωθεί η κατάσταση, ανοίξτε τη δεξαμενή, αφαιρέστε το υλικό που συλλέξατε και προσαρτήστε να αφαιρέσετε το οστό ξανά.
Εάν παρόλα αυτά δεν υπάρχει καμία βελτίωση, σταματήστε την επέμβαση και αντικαταστήστε τη συσκευή με μία καινούργια που βρίσκεται σε τέλεια κατάσταση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Επαφίεται στον χειρουργό να διαπιστώσει εάν η κατάσταση του ασθενούς είναι κατάλληλη για επέμβαση εκτομής οστού.

EL

Минимально инвазивный инструмент для удаления кортикального слоя кости при челюстно-лицевой хирургии.

Προειδοποίηση

- Перед использованием убедитесь в целостности упаковки.
- Не пользуйтесь инструментом, если его упаковка повреждена.
- Данный инструмент может применяться только квалифицированными врачами.
- Любые манипуляции с инструментом допускаются только в стерильных перчатках. Необходимо проявлять осторожность, чтобы не допустить пореза перчаток острыми краями лезвия.
- Устройство предназначено для одноразового использования. Не допускаются чистка и повторная утилизация устройства после использования.
- После использования утилизировать в контейнер для медицинских отходов с соблюдением местных правил и норм.
- META не несет ответственности за последствия неправильного обращения с инструментом.
- Внимание: использование одного инструмента для проведения процедур с несколькими разными пациентами может привести к ухудшению его рабочих характеристик и функциональных возможностей, а также к перекрестному загрязнению

- 1 Полностью откройте упаковку с показанной стороны и положите инструмент на стерильную поверхность, уделяя максимум внимания поддержанию стерильности.
- 2 Держите инструмент таким образом, чтобы отметка на корпусе канюли была направлена в сторону оператора. При использовании инструмента держите пальцы так, как показано на рис. 1А и 1В, чтобы обеспечить постоянную точность и контролируемость движения устройства.
- 3 Для удаления костной ткани необходимо нажать передней стороной инструмента (лезвием) на поверхность кости (см. рис. 2А) и одновременно с этим потянуть инструмент назад (рис. 2В). Костную ткань можно удалять с прямых и вогнутых поверхностей, держа инструмент под углом от 5 до 55° (рис. 3). Варьируя угол наклона инструмента и давление, можно изменять объем и структуру срезаемой костной ткани. Micross может содержать до 0,25 см³ материала.
- 4 Чтобы извлечь полученный костный материал, положите инструмент в стерильную емкость, поднимите рычаг, как показано на рис. 4, а затем переведите рукоятку инструмента в положение, при котором инструмент окажется полностью открытым. С помощью стерильного инструмента извлеките костный материал из резервуара (рис. 5). Чтобы срезать дополнительный костный материал, верните ручку в исходное положение и зафиксируйте рычаг (рис. 6).

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Если инструмент режет недостаточно хорошо, попробуйте изменить угол приложения и силу нажима на кость. Если это не помогает, откройте и опустошите резервуар и попробуйте еще раз. Если таким образом качество резки не удастся улучшить, остановите хирургическое вмешательство и замените инструмент новым инструментом в безупречном состоянии.

ΠΡΕΔΥΠΡΕΔΙΩΣΗ:
Решение о том, готов ли пациент к резекции кости, принимает хирург.

RU

جهاز يعتمد على قدر لطيف من التخفيف الجراحي لإزالة الطبقة القشرية (الصلابي) في تطبيقات جراحية العظم.

تعليمات الاستخدام

- تأكد إن العبوة غير مكسورة قَبْلَ الإستخدام. لا تستخدم العبوة إن كانت العبوة مكسورة.
- يجب استخدام الجهاز من قِبَل الأيضاء المحترفين فقط.
- تعد استخدام المنتج، يوجب عليك ارتداء نظارات واقية للحماية من الحوادث.
- بالترتيب الحاذق لتشفير جهاز مخصص للإستخدام مرة واحدة فقط، ويجب التخلص منه بعد ذلك، لا يمكن تعقيمه أو إعادة تعقيمه.
- تخلص من الجهاز بعد الإستخدام بإلقاءه في حاوية خاصة للتطاولات الصحية على النحو المخصوص عليه في الوثائق المعمول بها.
- لا تتحدث شركة META أية مسؤولية عن أي استخدام خاطئ للمنتج.
- تحذير: في حالة استخدام المنتج مع مريض آخر، قد يقد خصائصه الوظيفية والعملية وبسبب النقل العدوى. فتعد العبوة بشكل كامل من الجانب الموضح مع نكيت تجاز على لفظة تعقيد، وجوانب تعقيد، وبالمحافظة طوال الوقت.

- 1 تعامل مع الجهاز بحبث تفكر. لتعلمة الموجهة على تقنيو لاني الحاذق. مع الحظ. تطبيقات الإستخدام كما هو موضح في الشكل 1A و 1B والتأكد من أن لمسولات التي تقوم بها بدقة وتفي لتقنيه حاذق التوقيت.
- 2 تم إزالة العنصره لتنشط طرف الأمامي للجهاز. والنظر إلى سطح المظهر كما هو موضح في الشكل 2A. مع حسبما لتخفيف كما هو موضح في الشكل 2B.
- 3 كما في الشكل 3. لإزالة العنصره من العظم، مع زاوية رؤية صلبا بين 5° و 55°. كما هو موضح في الشكل 3.

في بعض الزاوية والمناطق لتأمين من تغير حجم والمادة لتعلمة الترتيب الأمامي.

4 توجهوا إلى العنصره التي تم إستخدامها. سطح الجوار على حزنه معقد ثم حزنه المتخفف كما هو موضح بالشكل 4. و قد نشطت الجوانب الأمامية لتخفيف من ضغطه. إناء بمقعد 5. لإزالة العنصره من العظم، إنعازن كما في الشكل 5. وإزالة العنصره من العظم، معسبر. إنعازن مع تخفيفه حتى يعود العنصره إلى أول ثم التأكيد لتقسيم كما في الشكل 6.

توصيات:
بعد أن تكمل التعليل. قم بتخلص العنصره على الطريقة الصحيحة. إذا لم تتمكن من التخلص، فاستشر طبيباً مختصاً في التخلص من الحوادث.

تحذير:
عبر الجراح. لا تستخدم لحزازي لتعلمة أو لا.

AR

Mini invazivan uređaj za odstranjenje kortikalne kosti u primjenama oralne kirurgije

UPUTE ZA UPORABU

- Prije uporabe uvjerite se da je pakiranje neoštećeno.
- Ne upotrebljavajte proizvod ako je pakiranje oštećeno.
- Uređaj smije upotrebljavati isključivo kompetentno medicinsko osoblje.
- Tijekom rukovanja uređajem uvijek upotrebljavajte sterilne rukavice pazeći da ih ne zarežete zaostrenim krajem oštrice.
- Uređaj je za jednokratnu uporabu; smije se upotrijebiti samo jedan put. Apsolutno ga je nemoguće očistiti i/ili resterilizirati nakon uporabe.
- Nakon uporabe odložite u odgovarajuće spremnike za sanitarni otpad sukladno važećim propisima.
- META ne odgovara za nepravilnu uporabu proizvoda.
- Pažnja: u slučaju ponovne uporabe na drugom pacijentu postoji opasnost od unakrsne kontaminacije te gubitka radnih i funkcionalnih svojstava.

- 1 Posve otvorite pakiranje na označenoj strani i postavite instrument na sterilnu površinu te njime uvijek rukujte u maksimalno sterilnim uvjetima.

- 2 Uređaj treba držati tako da su oznake na tijelu kanile okrenute prema rukovatelju. Postavite prste kao što je označeno na slikama 1A i 1B, ali tako da uvijek možete precizno kontrolirati pokrete tijekom uporabe.

- 3 Odstranjenje kosti vrši se pritiskanjem prednjeg dijela uređaja (oštrice) o površinu kosti (slika 2A) uz istodobno povlačenje uređaja unatrag (slika 2B). Moguće je odstraniti kost kako s ravnih površina tako i s konkavnih površina s radnim kutom između 5° i 55° (slika 3). Promjenom nagiba i pritiska moguće je promijeniti konzistenciju i količinu kosti koja se odstranjuje. Micross može prikupiti najviše oko 0,25 cm³ kosti.

- 4 Za pristupanje prikupljenoj kosti savjetuje se postavljanje uređaja iznad sterilne posude, potom otpuštanje poluge kao što je prikazano na slici 4 te pomicanje ručice na uređaju prema naprijed dok se posve ne otvori. Za uklanjanje koštanog materijala iz spremnika upotrijebite sterlni instrument (slika 5). Za nastavak odstranjenja kosti vratite ručicu u početni položaj i ponovno zapnite polugu (slika 6).

SAVJETI: U slučaju loše kvalitete reza promijenite radni nagib i pritisak na kost. Ako napredak izostane, otvorite spremnik, uklonite prikupljeni materijal iz njega i ponovno pokušajte s odstranjivanjem kosti. Ako se ni na ovaj način ne postigne napredak, prekinite postupak i zamijenite uređaj novim.

HR

口腔外科手术における皮質骨除去用低侵襲装置使用方法

使用方法

- 使用前に包装が損傷していないかご確認ください。
- 包装が損傷している場合は、製品を使用しないでください。
- 本装置の使用は、専門医に限られます。
- 本装置を使用する際は殺菌した手袋を必ず着用し、ブレードの鋭利な先端で手を切らないように十分に注意してください。
- 本装置は使い捨てであり、使用は一回限りです。洗浄または再度殺菌して使用することはできません。
- 使用後は衛生基準に準拠して決められている衛生廃棄物容器に捨ててください。
- 当製品の不適切な使用に対してMETA社は責任を負いかねますので、ご注意ください。
- 注意：別の患者に再使用すると、効用および機能上の特性が失われ、交差汚染を引き起こすことがあります。

- ① 図に示された側から包装を完全に開封し、殺菌されている場所にて装置を置いてください。常に完全に殺菌された環境で使用するようにしてください。
- ② 本装置を扱う際は、カニューレ本体のマークが操作者の方を向くようにしてください。使用中は図1A及び図1Bに示すように持ち、正確で操作性のよい動きを心がけてください。
- ③ 骨の除去は、装置の先端（ブレード）を骨表面に押し付け（図2A）、同時に手前に引く形（図2B）で行います。骨の除去は、平坦及びくぼんだ表面において可能ですが、その際の使用角度は図3にあるように、5度から55度の範囲になります。

- ④ 採取した骨を取り出すには、装置を殺菌したボールの中に置き、図にあるようにレバーをリリースし、完全に開くまで装置のハンドルを前方にスライドさせてください。図5にあるように、殺菌された道具を使って、タンクにある骨材料を取って出してください。再び骨の除去を行うには、ハンドルを元の位置に戻し、図6にあるようにレバーをロックしてください。

除去する骨の量ならびに継続性を変えるには、角度や押す力を変えてください。Microssは、最高0.25ccまで保持することが可能です。

④ 採取した骨を取り出すには、装置を殺菌したボールの中に置き、図にあるようにレバーをリリースし、完全に開くまで装置のハンドルを前方にスライドさせてください。図5にあるように、殺菌された道具を使って、タンクにある骨材料を取って出してください。再び骨の除去を行うには、ハンドルを元の位置に戻し、図6にあるようにレバーをロックしてください。

使用上のアドバイス：
切れ味が悪い場合は、装置の角度と骨を押す力を変えてください。状況に変化がなければ、タンクを開け、採取済み材料を取り除き、骨の除去作業を再開してください。それでも改善されない場合は、手術を中止し、使っている装置を完全な状態の新製品と交換してください。

警告：
患者が骨切除術に適しているかどうかは、専門外科医の判断に委ねられます。

JA

구강수술 피질골(Cortical Bone) 제거용 최소침습성 기기 사용 지침

사용 지침

- 사용 전 포장에 파손되지 않았는지 확인하십시오.
- 포장이 파손된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 기기는 숙련된 외과의사만 사용해야 합니다.
- 제품을 다룰 때는 항상 멸균 장갑을 착용하고, 블レード의 날카로운 칼날에 장갑이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- 이 제품은 일회용이며 한 번만 사용할 수 있습니다. 이 제품은 세척이나 재멸균할 수 없습니다.
- 사용 후 현행 법률의 규정에 따라 특수한 위생 폐기용기에 폐기하십시오.
- META는 제품의 잘못된 사용으로 인한 결과에 대한 모든 책임을 부인합니다.
- 주의: 사용한 기기를 다른 환자에게 다시 사용하면 성능 및 기능이 떨어지고 교차감염이 발생할 수 있습니다.

- 1 从所一侧将包装完全打开，并将装置放置于无菌区上；始终在最理想的无菌环境中使用装置。
- 2 手持装置时令套管上的标记面向操作者。
- 3 切除骨头时，在骨表面推动装置前端（刀刃），如图 2A，同时将装置向后拉，如图 2B。
- 4 可通过 5° 到 55° 的作业角度从平整和坑洼等各种表面上切除骨头，如图 3。
- 5 变换角度和压力可改变所切除骨头的数量和一致性。Micross 的容量可达 0.25 cc。
- 6 要取出所采集的骨头，须将装置放置于无菌碗中，然后如图 4 所示将杆子松开，并将装置手柄向前滑动直至打开。用无菌工具将骨质从槽中取出，如图 5。如需切除更多骨头，将手柄放回原位并将杆子像之前一样锁定，如图 6。

평평한 골 표면과 오목한 골 표면에서 골조직을 제거할 수 있으며 작업 각도는 5° ~ 55°입니다(그림 2A, 2B). 골조직이 제거됩니다. 누르는 힘과 각도를 바꾸면 골조직의 제거량과 제거 속도를 바꿀 수 있습니다. Micross 제품은 최대 0.25cc의 피질골을 담을 수 있습니다.

채취한 피질골을 꺼내려면 기기를 멸균된 접시 위에 놓고 그림 4와 같이 레버를 풀고 기기의 손잡이를 끝까지 밀어서 엽니다. 멸균된 도구를 사용하여 채취 탱크에서 피질골을 제거합니다(그림 5). 골 제거 작업을 계속하려면 기기의 핸들을 초기 위치로 돌려놓고 이전 상태로 레버를 잠급니다(그림 6).

팁:
절제 상태가 좋지 않을 경우, 작업 각도와 기기를 누르는 힘을 바꿉니다. 상태가 개선되지 않을 경우, 탱크를 열고 채취된 피질골을 제거한 다음 다시 절제를 시도합니다. 상태가 전혀 개선되지 않을 경우 수술을 멈추고 완벽한 상태의 새 기기 교환합니다.

경고:
외과의는 환자가 골절제술에 적합한지 사전에 확인해야 합니다.

KO

口腔外科手术应用中切除皮质骨的最小侵入性装置使用说明

使用说明

- 确保包装在使用前没有破损。
- 若包装破损，请勿使用产品。
- 装置仅限技能熟练的医生使用。
- 手握产品时应始终佩戴无菌手套；注意不要被锋利的刀刃割破。
- 本产品为一次性装置，仅可使用一次，不可清洁和/或重新消毒。
- 使用后遵照适用法令将其丢弃在卫生垃圾专用容器中。
- META 对产品的使用不当概不负责。
- 注意：若在其他病患身上重复使用，可能会失去功效并导致交叉感染

- 1 从所一侧将包装完全打开，并将装置放置于无菌区上；始终在最理想的无菌环境中使用装置。
- 2 手持装置时令套管上的标记面向操作者。
- 3 使用时，手指如图 1A 和图 1B 中所示握住装置，确保动作始终精准可控。
- 4 切除骨头时，在骨表面推动装置前端（刀刃），如图 2A，同时将装置向后拉，如图 2B。
- 5 可通过 5° 到 55° 的作业角度从平整和坑洼等各种表面上切除骨头，如图 3。
- 6 变换角度和压力可改变所切除骨头的数量和一致性。Micross 的容量可达 0.25 cc。
- 7 要取出所采集的骨头，须将装置放置于无菌碗中，然后如图 4 所示将杆子松开，并将装置手柄向前滑动直至打开。用无菌工具将骨质从槽中取出，如图 5。如需切除更多骨头，将手柄放回原位并将杆子像之前一样锁定，如图 6。

평평한 골 표면과 오목한 골 표면에서 골조직을 제거할 수 있으며 작업 각도는 5° ~ 55°입니다(그림 2A, 2B). 골조직이 제거됩니다. 누르는 힘과 각도를 바꾸면 골조직의 제거량과 제거 속도를 바꿀 수 있습니다. Micross 제품은 최대 0.25cc의 피질골을 담을 수 있습니다.

채취한 피질골을 꺼내려면 기기를 멸균된 접시 위에 놓고 그림 4와 같이 레버를 풀고 기기의 손잡이를 끝까지 밀어서 엽니다. 멸균된 도구를 사용하여 채취 탱크에서 피질골을 제거합니다(그림 5). 골 제거 작업을 계속하려면 기기의 핸들을 초기 위치로 돌려놓고 이전 상태로 레버를 잠급니다(그림 6).

팁:
절제 상태가 좋지 않을 경우, 작업 각도와 기기를 누르는 힘을 바꿉니다. 상태가 개선되지 않을 경우, 탱크를 열고 채취된 피질골을 제거한 다음 다시 절제를 시도합니다. 상태가 전혀 개선되지 않을 경우 수술을 멈추고 완벽한 상태의 새 기기 교환합니다.

경고:
외과의는 환자가 골절제술에 적합한지 사전에 확인해야 합니다.

ZH

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Мiнiмально-інвазивний інструмент для забору кортикального шару кістки в челюстно-лицевій хiрургії.

ИСТРУКЦИЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Перед використанням переконайтеся в цілісності упаковки.
- Не використовуйте інструмент, якщо упаковка пошкоджена.
- Даний інструмент може використовуватися лише кваліфікованим медичним персоналом.
- Будь-які маніпуляції з інструментом допускаються лише в стерильних рукавичках. Слід уникати обережності, щоб не допустити порізу рукавички гострими краями леза.
- Інструмент одноразовий, його слід використовувати лише один раз. В жодному разі не слід допускати очищення та повторної стерилізації інструмента.
- Після використання утилізувати в контейнер для медичних відходів, дотримуючись місцевих правил та норм.
- META не несе відповідальності за наслідки неправильного використання інструменту.
- Увага: використання одного інструмента для проведення процедур в різних пацієнтів може привести до погіршення його робочих характеристик та перехресного забруднення.

1. Повністю відкрийте упаковку з вказаної сторони і поставте інструмент на стерильну поверхню, приділяючи максимум уваги підтримці стерильності.
2. Тримайте інструмент таким чином, щоб позначка на корпусі канюлі була направлена в сторону оператора. При використанні інструмента тримайте пальці так, як є вказано на мал. 1A і 1B, щоб забезпечити постійну точність і контрольованість руху інструмента.
3. Для забору кісткової тканини слід натиснути передньою стороною інструмента (лезом) на поверхню кістки (див. мал. 2A) і одночасно потягнути інструмент назад (див. мал. 2B). Забір кісткової тканини можна здійснювати з прямих і увігнутих поверхень, тримаючи інструмент під кутом від 5° до 55° (мал. 3). Варіюючи кут нахилу інструмента і натиск, можна змінювати об'єм і структуру забраної кісткової тканини. Micross може містити до 0,25 см³ матеріалу.
4. Щоб виніяти отриманий кістковий матеріал, поставте інструмент в стерильну ємність, підніміть важіль, як показано на мал. 4, а потім переведіть рукоятку інструмента в положення, при якому інструмент буде повністю відкритим. Для зняття кісткового матеріалу з резервуара (мал. 5). Щоб продовжити забір кісткового матеріалу, поверніть ручку в початкове положення і зафіксуйте важіль (мал. 6).


РЕКОМЕНДАЦІЇ:
Якщо інструмент реже не достатньо добре, спробуйте змінити кут положення або силу натиску на кістку. Якщо це не допоможе, відкрийте і опустоште резервуар, а потім спробуйте ще раз. Якщо після цього ви не бачите покращення, припиніть хірургічне втручання і замініть інструмент на новий з відмінною якістю.

Попередження:
рішення про те, чи готовий пацієнт до пересадки, кістки приймає хірург.

Виробник:
META TEKNOLOJĐIS S.P.A.
Via E. Villa 7, 42124 Reggio Emilia, Italia
META TECHNOLOGIES S.R.L.
Via E. Villa 7, 42124 Reggjo Emilia, Italy

UA

Умовні графічні позначення символів:



Дата останнього перегляду інструкції: Редакція 08 січня 2022 року
Уповноважений представник в Україні МПІ «Імплантіс Інститут» вул. Руська, буд. 2145, м. Чернівці, 58003, Україна

Жақбет хирургиясында қыртыстық сүйекті алуға арналған минималды инвазивті құрал

ПАЙДАЛУҢА НУСҚАЛАРЫ
- Қолдану алдында қаптаманың зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- Қаптам зақымданған болса, құралды пайдаланбаңыз.
- Бұл құралды тек білікті дәрігерлер ғана қолдануы тиіс.
- Бұл құралды қолданған кезде, барлық ұақытта стерильді қолғап киілуі керек; қолғапты құрал пышағының өткір жұзімен кесіп алмаңыз.
- Бір рет қолданылатын құрал тек бір-ақ рет пайдаланылуы керек. Оны тазалауға және/немесе қайта стерилдеуге болмайды.
- Қолданудан соң оны қолданыстағы заңдарға сай арнайы санитарлық қоқыс контейнерлеріне салыңыз.
- META компаниясы бұл құралдың дұрыс пайдаланылуымен тұрақтыдан мәселелер үшін жауапты болмайды.
- Абайлаңыз: басқа емделушіге тағы қолданылса, тиімділігі және функциональді мүмкіндіктері нашарлап, инфекция таралуына әкелуі мүмкін.

1. Қаптаманы көрсетілген бүйірінен толық ашып, құралды стерильді жерге қойыңыз; барлық ұақытта мінсіз стерильді ортада қолданыңыз.
2. Құралды канюля корпусындағы белгі пайдаланылуына қараттыратындай етіп ашыңыз. Қолдану кезінде саусақтарыңызды 1A және 1B суретіндегі етіп ұстаңыз. Құралды ұстауы үшін мінсіз қолғап киілуі тиіс.
3. Сүйекті алу үшін құралдың алдынан ұшын (шырын) сүйектің бетіне 2A суретінде көрсетілгендей етіп басып енгізіңіз. 2B суретінде көрсетілгендей етіп кері тартыңыз. Сүйекті 5° және 55° аралығындағы жұмыс бұрышындағы жалтақ және ойық беттерден алуға болады (3-сурет). Алғандан сүйектің мөлшері мен консистенциясын өзгерту үшін бұрыш пен қысымды өзгертіңіз. Micross құралына 0,25 см³ дейінгі мөлшер сыяды.
4. Жиналған сүйекке қол жеткізу үшін құралды стерильді ыдысқа салып, тепікті 4-суретте көрсетілгендей күйге дейін қарап сабын ол күйінде ашылаңыз. алуға қарай сыртыңызды. Ыдыстан сүйек материалын алып тастау үшін стерильді құралды қолданыңыз (5-сурет). Көбірек сүйек алу үшін құралды бастапқы қалпына қайтарып, тепікті бұрыныңша жабыңыз (6-сурет).
КЕҢЕСТЕР:
Егер кезік жақсы болмаса, онда сүйекті жұмыс бұрышы мен қысыммен өзгертіңіз. Егер бұдан жұмыс жағдайы жақсармаса ыдысты ашып, жиналған материалың алып тастаңыз да, сүйекті тағы алуға тырысып көріңіз. Егер бұдан кейін де нәтиже жақсармаса хирургия жұмысын тоқтатып, құралды мінсіз күдікті жағдаймен ауыстырыңыз.
ЕСКЕРТУ:
Хирург емделушінің сүйек резекциясына хирургиясына жарамдылығын анықтаңыз.

КЕҢЕСТЕР:
Егер кезік жақсы болмаса, онда сүйекті жұмыс бұрышы мен қысыммен өзгертіңіз. Егер бұдан жұмыс жағдайы жақсармаса ыдысты ашып, жиналған материалың алып тастаңыз да, сүйекті тағы алуға тырысып көріңіз. Егер бұдан кейін де нәтиже жақсармаса хирургия жұмысын тоқтатып, құралды мінсіз күдікті жағдаймен ауыстырыңыз.
ЕСКЕРТУ:
Хирург емделушінің сүйек резекциясына хирургиясына жарамдылығын анықтаңыз.

UA