

Mistura:

Tubo: Extraia quantidades iguais de Base e Acelerador para o recipiente de mistura fornecido. A quantidade extraída dependerá do tamanho e do tipo de restauração a cimentar. Tape bem os tubos depois da utilização. Misture cuidadosamente as massas durante 30 segundos, aproximadamente.

Massas: Para uma utilização única. Unidose é para *conveniência e possui a quantidade apropriada de base /catalista para uma restauração.* Com uma tesoura, corte pelo picotado; coloque o conteúdo da bolsa no recipiente de mistura. Misture cuidadosamente as massas durante 30 segundos, aproximadamente.

Seringa: Retire a tampa da seringa. Sangre sempre a seringa após a utilização inicial. Coloque a ponta de automista na seringa. Rode a ponta de automista 90 graus para a fixar na posição certa. O material já está pronto para ser aplicado directamente sobre o provisorio ou dente. Não é necessário misturar a mão.

Preparação e aplicação
Seque os dentes preparados e a superfície da restauração. Aplique uma camada fina do cimento misturado nas superfícies internas da restauração provisória. Assente firmemente a restauração na boca. Depois do assentamento do material, remova o excesso de material com uma espátula ou outro instrumento.

NOTA

- É possível obter um cimento mais macio, adicionando até 25%, por volume, de vaselina branca ao Temp-Bond e Temp-Bond NE.
- Temp-Bond Clear com Triclosan, à base de resina, pode ligar aos núcleos ou preparações de compósito que foram protegidos com materiais à base de resina. Se for o caso, aplique uma camada fina de gel separador, como por exemplo, gel de petróleo ou K-Y® Jelly, sobre o núcleo ou preparação do compósito antes de aplicar Temp-Bond Clear com Triclosan.
- Para acelerar a secagem, Temp-Bond Clear com Triclosan pode ser polimerizado com uma luz visível durante 20 segundos por superfície.

AVISOS

- Temp-Bond contém eugenol. Um número reduzido de doentes pode ter uma reacção alérgica ao eugenol. É recomendado algum cuidado a estes doentes.
- Temp-Bond NE pode conter quantidades residuais de eugenol.
- Temp-Bond Clear com Triclosan contém resinas (met)acrílicas. As resinas met(acrílicas) não polimerizadas podem causar dermatite e danificar a polpa. Evite o contacto prolongado com a pele, os olhos e os tecidos moles. Em caso de contacto, lave abundantemente com água.

ARMAZENAMENTO

ConsERVE à temperatura ambiente.

PRAZO DE VALIDADE

Consulte o prazo de validade, impresso na embalagem exterior. Não use depois do prazo de validade.

NETERLANDS

Temp-Bond™ - Zinkoxyde/Eugenol Lijm

Temp-Bond™ NE - Zinkoxyde/Non-Eugenol Lijm

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Tweezijdige Transparante Harslijm met Triclosan

Tijdelijke Lijmen

BESCHRIJVING

De Temp-Bond tijdelijke lijn productreeks bestaat uit de producten Temp-Bond, Temp-Bond NE en Temp-Bond Clear with Triclosan. Elk product is zo samengesteld dat het geschikt is voor meerdere toepassingen, zoals het vastzetten van tijdelijke kronen, bruggen, inlays, vullingen en spalken. De lijn is uiterst flexibel, waardoor de restauratie gemakkelijk en in zijn geheel kan worden ingevoegd. De lijn is sterk genoeg om de druk van kauwen te kunnen weerstaan, maar de restauratie kan altijd wanneer nodig worden verwijderd. Temp-Bond en TemBond NE zijn verkrijgbaar in traditionele tubes, Unidose™ wegwerp-foliezakjes en een automix-spuut met twee buisjes. Temp-Bond Clear with Triclosan is verkrijgbaar in een automix-spuut met twee buisjes.

GEbruiksaanwIZINGEN

Inwerktijd en hechtijd

Onder ideale mengomstandigheden (juiste omgevingstemperatuur), worden de volgende verwerkings- en uithardingsijden verkregen vanaf de aanvang van het mengproces:

	Inwerktijd (min.sec)	Hechtijd (min.sec)
Temp-Bond	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond NE	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan	≥ 1:30	≤ 5:30

Deze tijden kunnen variëren afhankelijk van de opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid en ouderdom van het product.

Mengen:

Tube: Spuit evenveel base als versneller op het bijgeleverde mengpaneel. De hoeveelheid die nodig is hangt af van de grootte en het type restoratie dat moet worden vastgesteld. Draai na gebruik het dopje stevig op de tube. Meng de smeerels ongeveer 30 seconden goed door elkaar.

Unidose: Uitsluitend voor gebruik bij één patiënt. Unidose is handig in het gebruik en bevat de juiste hoeveelheid basismateriaal/katalysator voor een restauratie.

Knip langs de gestippelde lijn met een schaar, leeg de inhoud van het zakje op het mengpaneel. Meng de smeerels ongeveer 30 seconden goed door elkaar.

Spuut: Verwijder het dopje van de spuit. Spoe! de spuit altijd door voordat u deze voor het eerst gebruikt. Bevestig het automix-dopje aan de spuit. Draai het automix-dopje 90 graden, zodat het vastzit. Het middel kan nu direct op het tijdelijke of het bewerkte element worden aangebracht. U hoeft het middel niet eerst met de hand te mengen.

Voorbereiden en toepassen

Maak de bewerkte tanden en de buitenkant van de restoratie droog. Breng een dunne laag mengende lijm aan op de binnenste oppervlaken van de tijdelijke restoratie. Plaats de restoratie stevig in de mond. Verwijder, nadat het middel is gehecht, overtollig materiaal met een radeermesje of ander instrument.

N.B.

- Door tot maximaal 25% van het volume witte petrolatum toe te voegen aan Temp-Bond en Temp-Bond NE wordt de lijn zachter.
- Temp-Bond Clear with Triclosan op basis van hars kan zich hechten aan composietstompen of aan preparaties die werden beschermd met op hars gebaseerde materialen. Als dit het geval is, breng u een dunne laag scheidingssgel (zoals petroleumgel of K-Y® Jelly) aan op de composietstompen of preparaties voordat u Tempobond Clear with Triclosan aanbrengt.
- Door met een zichtbaar licht 20 seconden op elke kant te schijnen kunt u het hechtproces van Temp-Bond Clear with Triclosan versnellen.

WAARSCHUWINGEN

- Temp-Bond bevat eugenol. Een klein aantal patiënten kan een allergische reactie op eugenol vertonen. Wees bij deze patiënten extra voorzichtig.
- Temp-Bond NE kan sporen eugenol bevatten.
- Temp-Bond Clear with Triclosan bevat (met)acrylhars. Nog niet uitgetharde (met) acrylhars kan contactdermatitis veroorzaken en schade toebrengen aan de pulpa. Voorkom langdurige aanraking met de huid, ogen en zacht weefsel. Na aanraking goed afspoelen met water.

OPSLAG

Bewaar het product bij omgevingstemperatuur.

HOUDBAARHEID

Zie de buitenverpakking voor de houdbaarheidsdatum. Gebruik materiaal niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken.

SUOMI

Temp-Bond™ - Sinkkioksidit-Eugenoliseementti

Temp-Bond™ NE - Eugenoliton Sinkkioksidiseementti

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Triklisoania Sisältävä Kaksoiskovetteinen Läpinäkyvä Hartisementti

Väliaikaiset sementit

KUVAUS

Väliaikaisten sementtien Temp-Bond-tuotesarja koostuu tuotteista Temp-Bond, Temp-Bond NE ja Temp-Bond Clear with Triclosan. Jokainen tuote on suunniteltu sopimaan useaan eri käyttötarkoitukseen, kuten esimerkiksi väliaikaisten kruunujen, siltojen, valutäytteiden (inlay), päällevalujen (onlay) ja lastojen sementointiin. Tuotteiden enimmäisten valuominaisuuksien ansiosta paikka voidaan asettaa paikoilleen helposti ja tukevasti. Tuote on riittävän vahva kestämään purentaräsitusta, mutta paikka voidaan haluttaessa kuitenkin poistaa helposti. Temp-Bond ja Temp-Bond NE ovat saatavilla perinteisissä putkiloissa, kertakäyttöisissä Unidose™ -foliopusseissa ja automaattisesti sekoittavissa kaksoisruiskuisissa. Temp-Bond Clear with Triclosan on saatavilla automaattisesti sekoittavissa kaksoisruiskuisia.

KÄYTTÖOHJEET

Työskentelyaika ja kovettumisaika:

Ilhanteellisissa huoneenlämpötilan tarjoamissa sekoitusolosuhteissa saavutetaan seuraavat työskentely- ja kovettumisaikat sekoituksen alusta laskien:

	Työskentelyaika (mm:ss)	Kovettumisaika (mm:ss)
Temp-Bond	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond NE	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan	≥ 1:30	≤ 5:30

Ajat voivat vaihdella säilytysolosuhteiden, lämpötilan, kosteuden ja tuotteen iän mukaan.

Sekoittaminen:

Putkilo: Annostele sama pituus perusennetta ja katalyyttia mukana toimitetulle sekoituslustralle. Annosteltavaa seosta riippuu sementtoivan restauraation koosta ja tyypistä. Sulje putkiloiden korkit tiukasti käytön jälkeen. Sekoita tahnoja hyvin noin 30 sekunda.

Unidose: *Vain yhdele potilaalle. Unidose-kerta-annos lisää käyttömukavuutta ja sisältää oikean määrän paikkauksessa tarvittavaa perusainetta/katalyyttia.* Leikkaa saksilla katkoviivaa pitkin ja tyhjennä pussin sisältö sekoituslustralle. Sekoita tahnoja hyvin noin 30 sekunti.

Ruisku: Irrota ruiskun korkki. Tyhjennä ilma ruiskusta aina ennen ensimmäistä käyttökertaa. Kiinnitä automaattinen sekoituskärrä ruiskuun. Lukitse automaattinen sekoituskärrä paikoilleen kääntämällä sitä 90 astetta. Materiaali on nyt valmista annosteltavaksi suoraan väliaikaiseen tai kestävään paikkaan. Käsin sekoittaminen ei ole tarpeen.

Välistäminen ja levittäminen

Kuivaa preparoidut hampaat ja paikan pinta. Levitä ohut kerros sekoitettua sementtiä väliaikaisten paikan sisäpinoille. Aseta paikka kunnolla paikoilleen suuhun. Poista materiaalin kovettuttua kaikki ylimääräinen materiaali hammaskäsi-instrumentilla tai muulla instrumentilla.

HUOMAUTUS

- Sementistä saatadan pehmeämpää lisäisämällä Temp-Bond- ja Temp-Bond NE -seoksien enintään 25 tilavuusprosenttia valkoista vaseliinia.
- Hartsipohjainen Temp-Bond Clear with Triclosan voi siostua yhdistelmämuovipilareihin tai preparointiteihin, jotka on suojattu hartsipohjaisilla materiaaleilla. Levitä tällaisessa tapauksessa yhdistelmämuovipilareihin tai preparointeihin erotusgeeliä, esimerkiksi maaoilygeeliä tai K-Y® Jelly hytteilöä, ennen Temp-Bond Clear with Triclosan levitystä.
- Temp-Bond Clear with Triclosan -seoksen kovettumista voidaan nopeuttaa kovettamalla sitä näkyvällä valolla 20 sekuntia pintaa kohden.

VAROITUKSET

- Temp-Bond sisältää eugenolia. Joillakin potilailla voi esiintyä allergisia reaktioita eugenoliille. Tuotetta on käytettävä varoen näille potilaille.
- Temp-Bond NE voi sisältää jänniä eugenolista.
- Temp-Bond Clear with Triclosan sisältää metakrylaattihartseja. Kovettumaton metakrylaattiharts voi aiheuttaa kosketusihottumaa ja vahingoittaa hammasydintä. Vältä pitkäaikaista kosketusta ihon, silmien ja pehmytkudosten kanssa. Pese kosketuksen tapahduttua huolellisesti vedellä.

VARASTOINTI

Säilytä huoneenlämpötilassa.

KESTOAIKA

Viimeinen käyttöajankohta on merkitty ulkopakkaukseen. Ainetta ei saa käyttää viimeisen käyttöajavämäärän jälkeen.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Temp-Bond™ - Κονία οξειδίου φευδαργύρου/ευγενόλης

Temp-Bond™ NE - Κονία οξειδίου φευδαργύρου/χαλκισευγενόλης

Temp-Bond™ Clear with Triclosan - Διπλή σκληρυνόμενη, διαφανής κονία ρητίνη με τριχλωζήνη

Προσωρινές κονίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σειρά προϊόντων προσωρινής κονίας Temp-Bond αποτελείται από τα Temp-Bond, Temp-Bond NE και Temp-Bond Clear with Triclosan. Το καθένα έχει σχεδιαστεί για να είναι κατάλληλο για διάφορες εφαρμογές, όπως εφαρμογή κονίας σε προσωρινές στέφανες, γέφυρες, ένθετα, επένθετα και νάρθηκες. Διαθέτει εξαιρετική ροή, έτσι ώστε να επιτρέπει την εύκολη και πλήρη εφαρμογή της αποκατάστασης. Είναι αρκετά ισχυρό, έτσι ώστε να αντέχει τις καταπονήσεις της μάσησης, ωστόσο επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση της αποκατάστασης όταν αυτό είναι επιθυμητό. Τα Temp-Bond και Temp-Bond NE είναι διαθέσιμα σε συμβατικά σκληνάρια, σε λεπτές θήκες μίας χρήσης Unidose™ και σε σύριγγες διπλού κυλίνδρου αυτόματης ανάμιξης. Το Temp-Bond Clear with Triclosan διατίθεται σε σύριγγα διπλού κυλίνδρου αυτόματης ανάμιξης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χρόνος εντασίσε και στερεοποίησης:

Σε ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος για την ανάμιξη, επιτυγχάνονται οι παρακάτω χρόνοι εργασίας και πήξης από την έναρξη της ανάμιξης:

	Χρόνος εργασίας (mm:ss)	Χρόνος στερεοποίησης (mm:ss)
Temp-Bond	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond NE	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan	≥ 1:30	≤ 5:30

Αυτοί οι χρόνοι ενδέχεται να διαφέρουν με βάση τις συνθήκες αποθήκευσης, θερμοκρασίας, υγρασίας και την ηλικία του προϊόντος.

Ανάμιξη:

Σκληνάρια: Εξωθήστε ισα μήκη της βάσης και του επιταγντή πάνω στην παλέτα ανάμιξης που παρέχεται. Το μήκος που θα εξωθηθεί θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και τον τύπο της αποκατάστασης που θα επιστραφεί με κονία. Επανατοποθετήστε το καπάκι αφοκτά στα σκληνάρια μετά τη χρήση. Ανανεϊέτε σχολαστικά τις πότες για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Unidose: *Για χρήση σε ένα μόνο ασθενή. Το Unidose παρέχει πρακτικότητα και εξοφωάζει την κατάλληλη ποσότητα βάσης/καταλύτη για μια αποκατάσταση.* Κόψτε κατά μήκος της διακεκομμένης γραμμής με ψαλίδι και διανέμετε το περιεχόμενο της θήκης πάνω στην παλέτα ανάμιξης. Ανανεϊέτε σχολαστικά τις πότες για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Σύριγγα: Αφαιρέστε το καπάκι από τη σύριγγα. Να αφίνετε πάντοτε να “τρέξει” η σύριγγα κατά την αρχική χρήση. Τοποθετήστε το άκρο αυτόματης ανάμιξης πάνω στη σύριγγα. Γυρίστε το άκρο αυτόματης ανάμιξης κατά 90 μοίρες για να ασφαλίσει στη θέση του. Το υλικό είναι τώρα έτοιμο για να διανεμηθεί απευθείας πάνω στην προσωρινή αποκατάσταση ή στην οδοντική παρασκευή. Δεν είναι απαραίτητη η ανάμιξη με το χέρι.
Παρασκευή και εφαρμογή
Στεγνώστε τους παρασκευασμένους οδόντες και την επιφάνεια της αποκατάστασης. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση της αναμειγμένης κονίας στις εσωτερικές επιφάνειες της προσωρινής αποκατάστασης. Εφαρμόστε σταθερά την αποκατάσταση στο στόμα του ασθενούς. Αφού στερεοποιηθεί το υλικό, αφαιρέστε την περίσσεια υλικού με όδραιο ή άλλο εργαλείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να ληφθεί μαλακότερη κονία με προσθήκη έως 25%, κατ’ όγκο, λευκής βοζελίνης στο Temp-Bond και το Temp-Bond NE.
- Το Temp-Bond Clear with Triclosan με βάση τη ρητίνη μπορεί να συγκολληθεί σε σύνθετα κολλώδημα ή σε παρασκευάσματα που έχουν προσαρτηθεί με υλικά που έχουν ως βάση τη ρητίνη. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόστε μία λεπτή στρώση γέλιν διαχωρισμού όπως γέλιν πετρελαίου (γέλιν) K-Y® Jelly επάνω στο σύνθετο κολλώδημα ή στο παρασκευάσμα πριν εφαρμόσετε το Temp-Bond Clear with Triclosan legges på.
- For å aksellerere infestningen kan Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) herdes med synlig lys i 20 sekunder på hver overflate.

FORSIKTIGHETSREGLER

- Temp-Bond inneholder eugenol. Enkelte pasienter kan få en allergisk reaksjon mot eugenol. Særlig varselomhet bør utvises i forhold til disse pasientene.
- Temp-Bond NE vil kunne inneholde spormengder av eugenol.
- Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) inneholder (met)akrylharpsker. Uherdet metakrylharpsker kan forårsake kontaktdermatitt og skade pulpa. Unngå langvarig kontakt med hud, øyne og bløtvev. Vask grundigt med vann etter kontakt.

- Για την επιτάχυνση της στερεοποίησης, το Temp-Bond Clear with Triclosan μπορεί να σκληρυνθεί με ορατό φως για 20 δευτερόλεπτα ανά επιφάνεια.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΧΕΣ

- Το Temp-Bond Clear περιεγυλνέ. Ένας μικρός αριθμός ασθενών ενδέχεται να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση στην ευγενόλη. Με τους ασθενείς αυτούς συνιστάται προσοχή.
- Το Temp-Bond NE ενδέχεται να περιέχει ιγχοποσότητες ευγενόλης.
- Το Temp-Bond Clear with Triclosan περιέχει μεθορκολικές ρητίνες. Η παρουσία μη σκληρυνόμενης μεθορκολικής ρητίνης ενδέχεται να προκαλέσει δερματίτιδα εξ επαφής και να βλάψει τον πολφό. Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, τους οφθαλμούς και τους μαλακούς ιστούς. Πλύνετε σχολαστικά με νερό σε περίπτωση επαφής.

ΟΥΛΑΧ

Ουλόσσετε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία για την ημερομηνία λήξης. Μη χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

NORSK

Temp-Bond™ - Sinkoksid/Eugenolsement

Temp-Bond™ NE - Sinkoksid/Lcke-Eugenolsement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan (Klar) - Dobbelttherdbar transparent harpiksement med triclosan

Midlertidig Sementerig

BESKRIVELSE

Temp-Bond produktserie av midlertidige sementer består av Temp-Bond, Temp-Bond NE og Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar). Hver av disse er utformet for forskjellige anvendelser som sementerig av midlertidige kroner, broer, innlegninger, pålegninger og spjelkinger. Den har fremragende flytkvaliteter slik at gjenopbygningen kan plasseres enkelt og fullstendig. Den er sterk nok til å kunne motstå stress fra mastingissem, men tillater likevel at gjenopbygningen enkelt tas ut når dette er ønskelig. Temp-Bond og Temp-Bond NE leveres i tradisjonelle tuber, Unidose™ foliepakninger til engangsbruk, samt automix sprøyter med dobbeltsylinder. Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) leveres i automix sprøyte med dobbeltsylinder.

BRUKSANVISNING

Arbeids- og stivningstid:

Ved ideelle blandeforhold i omgivelsestemperatur, vil følgende arbeidstid og settetid oppnås fra en begynnør å blande:

	Arbeidstid (min.sec)	Infnestningstid (min.sec)
Temp-Bond	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond NE	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan	≥ 1:30	≤ 5:30

Disse tidene kan variere basert på oppbevaringsforhold, temperatur, fuktighet og produktets alder.

Blanding:

Tube: Trykk ut like lengder med base og aksellerator på den medfølgende blandeplaten. Lengden som skal trykkes ut avhenger av størrelsen på – og type restaurering som skal sementeres. Sett korken ordentlig på tuben etter bruk. Bland pastaene grundig i omtrent 30 sekunder.

Unidose (Endose): *Kun til bruk på én enkeltpasient. Unidose er praktisk og er passe mengde base/katalysator til en restaurasjon.* Klipp langs den stiplede linjen med saks, og tøm hele innholdet fra posen ut på blandeplaten. Bland pastaene grundig i omtrent 30 sekunder.

Sprøyte: Ta av sprøytelokket. Slipp alltid ut noe av innholdet fra sprøyten før første gangs bruk. Sett autmixspissen på sprøyten. Vri automixspissen 90 grader for å låse den på plass. Materialet er nå Temp-Bond Clear with Triclosan klar til å legges rett ut på den midlertidige reparasjonen eller på tannprepareringen. Det er ikke nødvendig å blande for hånd.

Preparering og bruk

Tørk den preparerte tannen og overflaten på restaureringen. Legg et tynt lag med utblandt sement på de indre overflatene til den midlertidige restaureringen. Fest restaureringen godt på plass i munnen Etter at materialet har festet seg kan overflødig materiale fjernes med en spatel eller et annet instrument.

MERK

- Man kan få en mykere sement ved å tilsette 25 volumprosent hvitt petrolatum til Temp-Bond og Temp-Bond NE.
- Kunstharpiks-basert Temp-Bond Clear with Triclosan kan feste til komposittkjerner eller tilberedninger som har blitt beskyttet med harpiks-baserte materialer. Dersom dette er tilfellet, påfør et tynt lag separerende gel som vaselin eller K-Y® Jelly på komposittkjernen eller tilberedelsen før Temp-Bond Clear with Triclosan legges på.
- For å aksellerere infestningen kan Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) herdes med synlig lys i 20 sekunder på hver overflate.

OPPBEARVING

Oppbevares ved romtemperatur.

UTLDARHET

Heldagsdato på ytteremballasjen. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

SVENSKA

Temp-Bond™ - Zinkoxid/Eugenolsement

Temp-Bond™ NE - Zinkoxid/Lcke-Eugenolsement

Temp-Bond™ Clear with Triclosan (Klar) - Dualhårdande Transparent Resin cement Med Triclosan

Cement för Temporära Restaurationer

BESKRIVNING

Temp-Bond-serien med temporära cementprodukter består av Temp-Bond, Temp-Bond NE och Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar). Varje produkt är avsedd för olika typer av applikationer, såsom centering av temporära kronor, bryggor, onlay, inlägg och splinting. Tack vare produktens utmärkta flödesegenskaper kan restaurationen enkelt sättas in på plats. De är starka nog för att tåla påfrestningarna vid tuggning men ändå låtta att ta loss när restaurationen ska avlägsnas. Temp-Bond och Temp-Bond NE finns tillgängliga i vanliga tuber, Unidose™-foliepåsar för engångsbruk samt i autoblandningssprutor med dubbla cylindrar. Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar) finns tillgänglig i en autoblandningsspruta med dubbla cylindrar.

BRUKSANVISNING

Arbets- och hårdningstider:

Följande arbets- och stelningsstider har fastställts under idealiska

temperaturförhållanden för blandning:

	Arbets tid (min.sec)	Härdningstid (min.sec)
Temp-Bond	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond NE	≥ 1:30	≤ 7:00
Temp-Bond Clear with Triclosan (Klar)	≥ 1:30	≤ 5:30

Dessa tider kan variera beroende på förvaringsförhållanden, temperatur, luftfuktighet och produktens ålder.

Blandning:

Tube: Tryck ut lika långa strängar av bas och accelerator på det medföljande blandningsblocket. Hur stor mängd som skall tryckas ut beror på storleken och typen av restauration som skall cementeras. Sätt tillbaka locken ordentligt på tuberna efter användning. Blanda pastaerna nog i cirka 30 sekunder.

Unidose: *Endast för engångsbruk. Unidose är bekvämt att använda och har korrekt mängdförhållande bas/katalysator för en restaurering.* Klipp med sax längs den prickade linjen och dispensera påsinnehållet på blandningsblocket. Blanda pastaerna nog i cirka 30 sekunder.

Spruta: Ta av locket från sprutan. Pressa alltid ut lite material ur sprutan vid den första användningen. Sätt på autoblandningsspetsen på sprutan. Vrid autoblandningsspetsen 90 grader så att den låses fast. Materialet är nu Clear with Triclosan (Klar) att dispenseras direkt på den temporära restaurationen eller tandpreparationen. Blandning för hand är inte nödvändig.

Preparering og applicering

Torka de preparerade tänderna och ytorna där restaurationen skall sitta. Applicera ett tynt lager av det blandade cementet på den temporära restaurationen inre ytor. Sätt in restaurationen stadigt i munnen. Efter att materialet har härdat avlägsnas överflödigt material med en scaler eller annat instrument.

OBS

- Ett mjukare cement kan erhållas genom inblandning av upp till 25 volymsprocent vitt petrolatum i Temp-Bond och Temp-Bond NE.

